

Gebruiksaanwijzing medicatiebewakingsmodule

Toelichting bij deze publicatiekopie

De aanvraag voor MDR-certificering loopt. Er is nog geen MDR-certificaat afgegeven voor deze module. De vermelding van CE 2797 in de symbolentabel van de brontekst is geen bevestiging van certificaatafgifte.

Dit bestand bevat de ongewijzigde Nederlandse IFU-tekst uit KHB: MDR-REC-09-01-02-REC_IFUS-R4-3F09268E — 1.1. IFU-revisie: 2.

Publicatiedatum van deze websitekopie: 30 september 2026. De uitgiftedatum in de brontekst is nog niet ingevuld. De publicatiedatum vervangt dat open veld niet.

Deze toelichting betreft de publicatiestatus; de gebruiksinstructies volgen op de volgende pagina.

Gebruiksaanwijzing: Bricks Huisarts Medication Monitoring Module

Productinformatie	Gegevens
Product	Bricks Huisarts Medication Monitoring Module (module medicatiebewaking)
Softwareversie	v.1.0
UDI	(01)08720892556301 (11)260912 (8012)v.1.0
Fabricagedatum	12 september 2026
Fabrikant	Tetra B.V., Begijnkade 13, 3512 VV Utrecht, Nederland
Beoogde gebruikers	Huisartsen die Bricks Huisarts gebruiken in de Nederlandse eerstelijnszorg
Taal	Nederlands. Een Engelse versie (Instructions for Use) met dezelfde inhoud is beschikbaar.
Documentcode	MDR-REC-09-01-02-REC_IFUS-R4-3F09268E
Revisie en uitgiftedatum	Revisie 2, uitgegeven [datum van uitgifte]. De revisie is voor de Nederlandse en de Engelse versie gelijk en staat los van de softwareversie.

Dit product is een medisch hulpmiddel. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de module medicatiebewaking gebruikt. Schermteksten zijn vetgedrukt en staan er zoals Bricks Huisarts ze toont.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor moduleversie v.1.0. Vraag Tetra Support bij twijfel om te bevestigen welke moduleversie voor uw praktijk is geïnstalleerd en welke gebruiksaanwijzing daarbij hoort. De moduleversie en UDI zijn niet in een afzonderlijk identificatiescherm in de software beschikbaar.

1. Beoogd doel en gebruiksomstandigheden

1.1 Beoogd doel

De Bricks Huisarts Medication Monitoring Module analyseert voorgeschreven medicatie in samenhang met patiëntspecifieke gezondheidsinformatie binnen de eerstelijnszorg. De module gebruikt actuele gegevens uit de G-Standaard om mogelijke risico's te signaleren en daarvoor te waarschuwen, zoals allergische reacties, geneesmiddelinteracties en dosisgerelateerde risico's die onder de toepasselijke MFB-regels vallen. Het systeem is bedoeld om de veiligheid en werkzaamheid van farmacotherapie te verbeteren door relevante waarschuwingen en adviezen tijdens het voorschrijven rechtstreeks aan de huisarts te tonen.

1.2 Beoogde gebruikers

Huisartsen. De module wordt gebruikt door de voorschrijver die de voorschrijfbeslissing neemt. Naast de beroepskwalificatie van huisarts is geen aanvullende opleiding vereist; Tetra Support geeft op verzoek instructie (hoofdstuk 9).

1.3 Beoogde patiëntenpopulatie en patiëntselectie

Patiënten die bij hun huisarts farmacotherapeutisch worden behandeld, ongeacht hun specifieke aandoening. De module is bedoeld voor patiënten (i) die farmacotherapie ontvangen van (ii) de huisarts, ongeacht de aard van hun aandoening, en (iii) van wie gedetailleerde patiëntgegevens beschikbaar zijn, zoals de medicatiegeschiedenis en bekende gezondheidsproblemen.

1.4 Medische aandoeningen en indicaties

Aandoeningen en indicaties die een huisarts in de eerstelijnszorg met medicatie kan behandelen. Hieronder vallen onder meer acute aandoeningen zoals verkoudheid, griep en lichte infecties; chronische aandoeningen zoals hypertensie, diabetes en astma; psychische klachten zoals angst en depressie; en kleine letsels zoals verstuikingen en kleine snijwonden.

1.5 Gebruiksomgeving

Huisartspraktijken, bij het voorschrijven van medicatie buiten het ziekenhuis, binnen het huisartsinformatiesysteem Bricks Huisarts.

1.6 Contra-indicaties

- De module is niet geschikt voor gebruik in de acute zorg of in klinische (intramurale) zorg, waar de situatie en de eisen wezenlijk verschillen van de huisartsenpraktijk.
- De module is niet geoptimaliseerd voor spoedsituaties waarin direct een medische beslissing nodig is zonder volledige medicatiebewaking. Stel noodzakelijke spoedzorg niet uit vanwege de software.

2. Werking van de module

De module combineert het recept dat u opstelt met de patiëntgegevens die in Bricks Huisarts zijn vastgelegd en past de medicatiebewakingsinhoud van de G-Standaard toe. Bewaakt worden allergieën, contra-indicaties, leeftijd, dosisafhankelijke MFB-controles, dubbelmedicatie en interacties. Daarnaast toont de module bijzondere kenmerken van een geneesmiddel, voor zover die in de G-Standaard voor dat geneesmiddel zijn vastgelegd.

Verdeling van verantwoordelijkheden. De klinische inhoud van de controles, waaronder de medisch-farmaceutische beslisregels (MFB's), de waarschuwingsteksten en de adviezen, wordt door Z-Index bepaald in de G-Standaard. Uw praktijk gebruikt de G-Standaard onder een eigen licentie bij Z-Index. Tetra implementeert deze inhoud in Bricks Huisarts, levert daarbij de patiënt- en receptgegevens aan en bepaalt hoe en in welke volgorde de waarschuwingen aan u worden getoond. Tetra stelt de klinische inhoud van de regels niet op en wijzigt die niet.

De module omvat de medicatiebewakingsfuncties binnen Bricks Huisarts. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft niet alle functies van het huisartsinformatiesysteem.

3. Te verwachten klinisch voordeel en prestatiekenmerken

3.1 Te verwachten klinisch voordeel

De module ondersteunt u bij het herkennen van geregistreerde interacties, contra-indicaties en andere medicatierisico's die onder de geïmplementeerde G-Standaard-controles vallen, op het moment dat u een recept beoordeelt. Dit voordeel is afhankelijk van volledige en actuele medicatie- en klinische gegevens in het dossier. De waarschuwing ondersteunt uw beslissing; de module kiest de behandeling niet voor u en biedt geen garantie tegen medicatiegerelateerde schade.

3.2 Prestatiekenmerken

Kenmerk	Beschrijving
Bron van de inhoud	De medicatiebewakingsinhoud van de G-Standaard van Z-Index, zoals geïnstalleerd in uw Bricks-omgeving.
Uitgevoerde controles	Allergieën (gecodeerde registraties), contra-indicaties, leeftijd, dosisafhankelijke MFB-controles, dubbelmedicatie, interacties en bijzondere kenmerken, voor zover de G-Standaard daarvoor regels bevat.
Moment van controle	De controle wordt uitgevoerd bij elke wijziging van het conceptrecept. Het recept kan niet met Recept afhandelen worden afgerond zolang de controle loopt, of zolang een waarschuwing die vrijgave vereist niet met Vrijgeven is vrijgegeven.
Juistheid van de implementatie	De implementatie van de MFB-regels wordt geverifieerd met de testcasussen die Z-Index voor de G-Standaard publiceert. Het verwachte resultaat per toepasselijke testcasus is de uitkomst die Z-Index voorschrijft.
Updates van de inhoud	Z-Index publiceert periodiek updates van de G-Standaard. Tetra verwerkt elke update in de Bricks-omgeving en rolt die uit naar de praktijken. Tetra Support kan u vertellen welke G-Standaard-uitgave in uw praktijk is geïnstalleerd.
Dosisbewaking	Alleen waar de toepasselijke MFB-regels dosisgerelateerde controles bevatten. Er is geen algemene controle van elke ingevoerde dosis tegen normale of maximale doseringen (hoofdstuk 6).
Verwachte levensduur	Eén jaar per softwareversie. Binnen die periode stelt Tetra een nieuwe versie beschikbaar, die moet worden geïnstalleerd om de beveiliging en de medicatiebewakingsinhoud actueel te houden.

4. Voor het voorschrijven

1. Controleer of u de juiste patiënt heeft geselecteerd. De naam van de patiënt staat in de titel van het receptvenster; een afzonderlijke waarschuwingsregel herhaalt die niet.
2. Controleer welke medicatie de patiënt werkelijk gebruikt, inclusief elders voorgeschreven middelen en zo-nodig-gebruik. Controleer de vastgelegde recepten en

hun einddatum; een chronisch-label of een zichtbare regel in het medicatieprofiel betekent niet vanzelf dat het middel in elke controle wordt meegenomen (paragraaf 7.1).

3. Controleer de relevante vastgelegde allergieën, diagnoses, leeftijd en andere patiëntgegevens. Allergieën worden alleen bewaakt als ze gecodeerd zijn geregistreerd (paragraaf 7.2). Als een regel afhangt van de nierfunctie of een andere laboratoriumwaarde, controleer dan of die waarde beschikbaar en actueel is en als getal is vastgelegd (paragraaf 7.3).
4. Voer het beoogde geneesmiddel, de dosis, de frequentie en de hoeveelheid nauwkeurig in. Kies een voorschrijfreden als het scherm daarom vraagt. Die gegevens kunnen bepalen welke regel of welk advies van toepassing is.
5. Controleer gegevens die ontbreken, tegenstrijdig of onzeker zijn. De module kan niet-vastgelegd medicatiegebruik of onvolledige klinische gegevens niet compenseren.

5. Waarschuwingen lezen en afhandelen

5.1 De lijst met waarschuwingen beoordelen

Beoordeel na het invoeren of wijzigen van een conceptrecept de lijst **Waarschuwingen**. Lees elke regel. Op één recept kunnen meerdere waarschuwingen van toepassing zijn; het vrijgeven van de ene betekent niet dat u de andere heeft beoordeeld.

Weergave in het voorschrijfscherm	Betekenis voor uw handelen
Rode waarschuwing die Vrijgeven vereist	Beoordeel de waarschuwing voordat u besluit het recept aan te passen of het concept vrij te geven om verder te gaan.
Oranje melding: interactiefolder, verlopen vasthouden tot of ASTMA/COPD splitsen	Lees het bericht en weeg de informatie mee. Voor deze regel is geen eigen vrijgave nodig.
Zwarte waarschuwing, zoals Pseudo dubbelmedicatie	Lees de waarschuwing, ook al is vrijgave niet verplicht. Zwarte tekst betekent niet dat de informatie onbelangrijk is. Een pseudo-dubbelmedicatiawaarschuwing is niet hetzelfde als een waarschuwing Dubbelmedicatie ; stop een beoogde behandeling niet alleen op grond daarvan.

Alle MFB-waarschuwingen worden rood en met dezelfde prioriteit getoond, ongeacht hun klinisch gewicht. De rode kleur geeft aan dat vrijgave nodig is. Hij zegt niet hoe ernstig het risico voor deze patiënt is. Lees het bericht en ga niet af op kleur of volgorde in de lijst.

Een recept zonder waarschuwing die vrijgave vereist, wordt automatisch afgerond wanneer u het consult sluit. Oranje en zwarte waarschuwingen houden de workflow dus niet tegen. Lees ze voordat u het consult sluit.

Bij een recept met meerdere regels toont de lijst niet welke regel een waarschuwing heeft veroorzaakt. Gelijke waarschuwingen worden één keer getoond, en één vrijgave geldt

voor alle regels. Bepaal aan de hand van de stofnamen in de waarschuwing op welke regel die betrekking heeft, voordat u iets wijzigt of vrijgeeft.

Als er geen waarschuwingen van toepassing zijn, wordt het onderdeel

Waarschuwingen niet getoond. Het scherm ziet er dan hetzelfde uit als wanneer er geen controle is uitgevoerd. Het ontbreken van dit onderdeel bevestigt dus niet dat het recept is gecontroleerd of dat het veilig is. Verscheen er een foutmelding, reageerde het systeem afwijkend, of verwachtte u een waarschuwing die ontbreekt, beschouw de controle dan als onbevestigd (hoofdstuk 8).

Er is geen praktijkinstelling om meldingen of protocollen uit te schakelen. Wel gelden automatische regels voor protocolvervanging en de G-Standaard-showvlag, wordt het ingetrokken protocol 251 overgeslagen en worden identieke meldingsteksten samengevoegd.

5.2 De beschikbare details openen

Open de details van elke rode waarschuwing voordat u die vrijgeeft. Het detailscherm toont het volledige bericht, het advies en de protocolinformatie.

De korte titel is beperkt tot 80 tekens en kan midden in een woord worden afgebroken. Sommige tekens worden als vraagteken getoond, bijvoorbeeld **?-Blokkeers**. De volledige tekst in het detailscherm is compleet; lees die in plaats van de titel.

Sommige soorten waarschuwingen hebben geen aanvullend handelingsadvies, en een detailscherm voegt soms niets toe aan de regel. De waarschuwing vervalt daardoor niet. Kunt u het bericht niet interpreteren of vermoedt u ontbrekende of onjuiste informatie, raadpleeg dan de relevante klinische bron en neem contact op met Tetra Support.

5.3 Beslissen en afronden

- Moet het recept worden aangepast, wijzig of verwijder dan de betreffende regel en beoordeel de waarschuwingen voor het gewijzigde concept.
- Wilt u doorgaan met een concept dat vrijgave vereist, kies dan **Vrijgeven** nadat u de waarschuwingen heeft beoordeeld en uw voorschrijfbeslissing heeft genomen. Rond het recept daarna af met **Recept afhandelen**.
- Vrijgeven laat de workflow doorgaan. Het bevestigt niet dat de behandeling veilig is, corrigeert het dossier niet en voert een geadviseerde aanpassing niet voor u uit.
- Beoordeel na elke wijziging van een concept de actuele waarschuwingen opnieuw. Vertrouw niet op een eerdere beoordeling of op een vrijgave die van een bestaand recept is overgenomen als bewijs dat het gewijzigde recept klinisch is gecontroleerd.
- Bij een herhaalrecept wordt de controle opnieuw uitgevoerd met de patiëntgegevens van dat moment. Beoordeel de waarschuwing opnieuw; neem een eerder genomen besluit niet over zonder na te gaan of nierfunctie, comedicatie of diagnoses zijn veranderd.
- Leg klinisch relevante beslissingen en vervolgafspraken vast in het dossier via de gebruikelijke werkwijze. Een vrijgave vervangt die vastlegging niet.

5.4 Waarschuwingen worden beoordeeld door de voorschrijver

Waarschuwingen worden beoordeeld en vrijgegeven door de voorschrijver die de voorschrijfbeslissing neemt. Laat een doktersassistent of een ander waarschuwingen niet namens u vrijgeven, ook niet wanneer een herhaalrecept voor u wordt klaargezet. Bricks Huisarts legt vast met welk account een waarschuwing is beantwoord; het systeem kan niet onderscheiden wie er achter het scherm zat. Deel uw account niet en laat een sessie niet openstaan voor anderen.

6. Wat er aan de dosis wordt gecontroleerd

Dosisbewaking vindt plaats waar de toepasselijke MFB-regels van de G-Standaard dosisgerelateerde controles bevatten. Deze regels kunnen de dag- of weekdosis beoordelen in samenhang met patiënt- of medicatiegegevens, zoals nierfunctie, leeftijd of een interactie.

De module controleert niet in het algemeen elke ingevoerde dosis tegen normale of maximale doseringen. Geeft een toepasselijke MFB een bericht met doseringsadvies, lees dan dat advies en de voorwaarden die erbij horen.

De statusmeldingen **geldige dosering**, **ongeldige dosering** en **dosering wordt gecontroleerd** gaan over de schrijfwijze van de ingevoerde dosering. Ze betekenen niet dat de dosis klinisch passend is voor deze patiënt of dat een algemene controle op over- of onderdosering is doorlopen.

Controleer zelf de beoogde dosis, eenheid, frequentie, duur en relevante patiëntfactoren met passende klinische informatie. **Het ontbreken van een waarschuwing bevestigt niet dat de voorgeschreven dosis passend is.**

7. Beperkingen, waarschuwingen en restrisico's

De volgende beperkingen blijven van belang, ook als de software werkt zoals ontworpen.

7.1 Een zichtbaar geneesmiddel wordt niet altijd in elke controle meegenomen

Voor MFB-controles die de selectie van actuele medicatie gebruiken, waaronder de interactieselectie in functie 19, gebruikt de implementatie de einddatum van het recept. Geschikte recepten worden tot en met die datum meegenomen; recepten met een einddatum vóór vandaag vallen buiten die selectie. De einddatum wordt afgeleid uit het recept en de geschatte verbruiks- of gebruiksduur, niet uit een afzonderlijk vastgesteld einde van het gebruik.

Het werkelijke gebruik kan na de vastgelegde einddatum doorlopen, vooral bij zo-nodig-gebruik of bij onderbrekingen tussen herhaalrecepten. Een label **chronisch**, een regel in het medicatieprofiel of de kleur daarvan laat op zichzelf niet zien of een middel in een MFB-controlen wordt meegenomen. Recepten zonder G-Standaard-geneesmiddelcode vallen ook buiten die MFB-selectie.

De controle op dubbelmedicatie gebruikt een andere selectie, met een marge in de gedocumenteerde implementatie. Een waarschuwing voor dubbelmedicatie bewijst daarom niet dat hetzelfde middel ook in de MFB-interactiecontrole is meegenomen.

Stel het werkelijke medicatiegebruik vast en corrigeer onjuiste gegevens via de gebruikelijke werkwijze voor het medicatiedossier en het voorschrijven. Maak geen kunstmatig recept aan en wijzig geen data alleen om een waarschuwing af te dwingen. Als werkelijk gebruik niet in de bewaakte selectie valt, beoordeel de relevante interactie dan met een passende klinische bron. Neem contact op met Tetra Support als het dossier of de getoonde status onduidelijk is.

Een later recept kan een waarschuwing geven wanneer de betreffende middelen dan wel worden meegenomen. Dat beschermt de periode daarvoor niet. Ga er niet van uit dat de controle van een andere zorgverlener een gemiste interactie altijd opvangt.

7.2 Alleen gecodeerde allergieregistraties worden bewaakt

De allergiebewaking gebruikt allergieën die gecodeerd zijn geregistreerd, gekoppeld aan een G-Standaard-product, -stof of -groep. Een allergie of intolerantie die als vrije tekst elders in het dossier staat, bijvoorbeeld in het journaal, een episodetekst of een memo, wordt niet bewaakt. Allergieën die zijn vastgelegd voordat gecodeerde registratie verplicht was, of die door conversie uit een ander informatiesysteem zijn overgenomen, zijn mogelijk niet gecodeerd en worden dan niet bewaakt. Registreer bekende allergieën gecodeerd, controleer oudere en geconverteerde allergieregistraties en controleer vrije-tekstinformatie zelf wanneer u voorschrijft.

7.3 Laboratoriumwaarden

- Regels die afhangen van een laboratoriumwaarde, zoals de nierfunctie, gebruiken de meest recente waarde die als getal is vastgelegd. Een uitslag die alleen als tekst is vastgelegd, wordt door de regels niet als waarde gebruikt.
- Is er geen bruikbare waarde vastgelegd, dan geven de nierfunctieregels van de G-Standaard een waarschuwing die om de waarde vraagt. Leg de waarde vast of zoek die op en beoordeel de dosis zelf; geef zo'n waarschuwing niet vrij alsof de dosis is gecontroleerd.
- Sommige regels accepteren een waarde alleen tot een maximale ouderdom die in de G-Standaard is vastgelegd; andere regels gebruiken de meest recente waarde ongeacht de ouderdom. Controleer of de waarde recent genoeg is voor uw beslissing.
- De datum van de gebruikte uitslag staat niet in de melding. U kunt de MFB-beslisregel met de toepasselijke recentheidsvoorwaarde raadplegen; de uitslagdatum en verdere meetgegevens vindt u in het metingenschermb.
- Voor een recentheidsvraag berekent de module de ouderdom uit de meetdatum ten opzichte van vandaag. Een te oude uitslag of een uitslag zonder datum geldt als niet recent. Daarna bepaalt het betreffende G-Standaard-protocol het vervolg, doorgaans een advies opnieuw te meten. De termijn verschilt per regel.

7.4 Reikwijdte van de G-Standaard

De module waarschuwt alleen voor risico's die in de G-Standaard zijn beschreven. Een risico dat niet in de G-Standaard is beschreven, of dat afhangt van informatie die niet in het dossier is vastgelegd, levert geen waarschuwing op. De module vervangt uw eigen beoordeling van het recept niet.

7.5 Overige beperkingen en restrisico's

- Ontbrekende, verouderde of onjuist gecodeerde patiënt- en medicatiegegevens kunnen ertoe leiden dat relevante waarschuwingen uitblijven of dat onterechte waarschuwingen verschijnen.
- Een fout in de inhoud van de G-Standaard zelf leidt tot een onjuiste of ontbrekende waarschuwing. Meld een vermoede inhoudelijke fout bij Tetra Support; Tetra legt vragen over de klinische inhoud voor aan Z-Index.
- Meerdere gelijktijdige of herhaalde waarschuwingen kunnen over het hoofd worden gezien of worden vrijgegeven zonder dat ze zijn begrepen. Beoordeel de inhoud van elke waarschuwing afzonderlijk.
- Een korte titel bevat niet altijd de volledige waarschuwing of een belangrijke uitzondering. Lees de beschikbare detailtekst.
- Een geslaagde controle van de schrijfwijze, een afgerond recept of een vrijgegeven waarschuwing is geen klinische veiligheidsconclusie.
- De module is beslissondersteuning. Ze vervangt uw professionele oordeel niet en biedt geen garantie tegen medicatiegerelateerde schade.

8. Als de bewaking niet beschikbaar is of onjuist lijkt

Als een controle mislukt, niet wordt afgerond of niet lijkt te kloppen met de vastgelegde medicatie- en klinische gegevens, beschouw de betreffende controle dan als onbevestigd. Zie een lege of ongewijzigde lijst met waarschuwingen, of het ontbreken van het onderdeel Waarschuwingen, niet als bewijs dat het recept veilig is. Volg de continuïteitsprocedure van de praktijk en gebruik passende klinische informatie zolang het probleem wordt onderzocht. Stel noodzakelijke spoedzorg niet uit in afwachting van de software.

Een rode waarschuwing die begint met **Niet uitgevoerd!** betekent dat een regel niet kon worden afgerond. De waarschuwing vereist vrijgave zoals elke rode waarschuwing, maar de genoemde controle is niet uitgevoerd.

Verschijnt **Fout bij uitvoeren**, dan is de controle van het huidige concept niet afgerond en krijgt Tetra Support technische foutinformatie. Heeft u een regel toegevoegd of gewijzigd, of een opgeslagen recept geopend om te wijzigen, dan kunt u het recept pas indienen als alle regels met succes zijn gecontroleerd. Heeft u alleen een regel verwijderd, dan kunnen de overige, eerder gecontroleerde regels nog worden afgerond. De eerdere waarschuwingen en vrijgave blijven dan gelden. Controleer het volledige recept opnieuw zodra de module weer normaal werkt. Volg zolang dat niet lukt de continuïteitsprocedure van de praktijk. Een beoordeling met een andere klinische bron heft de blokkade in Bricks niet op.

Meldingen en fouten

Melding	Betekenis	Wat te doen
Niet uitgevoerd!	Een regel kon niet worden afgerond, bijvoorbeeld omdat het gewicht, de lichaamsoppervlakte, de eenheid of een dosisomrekening die de regel nodig heeft niet beschikbaar is.	Beschouw die controle als niet uitgevoerd; controleer de medicatie en de dosis zelf voordat u de waarschuwing vrijgeeft.
Fout bij uitvoeren	De controle is door een fout niet afgerond.	Beschouw de controle als onbevestigd; controleer later opnieuw of gebruik een klinische bron; neem contact op met Tetra Support als de fout terugkeert.
ongeldige dosering	De ingevoerde schrijfwijze van de dosering kan niet worden geïnterpreteerd.	Corrigeer de schrijfwijze.
geldige dosering	De schrijfwijze van de dosering kan worden geïnterpreteerd.	Dit is geen klinische beoordeling van de dosis (hoofdstuk 6).
dosering wordt gecontroleerd	De schrijfwijze van de dosering wordt verwerkt.	Wacht de uitkomst af voordat u verdergaat.
Pseudo dubbelmedicatie	Een mogelijke overlap tussen geneesmiddelen, apart en met lagere prioriteit getoond dan een waarschuwing Dubbelmedicatie .	Lees de waarschuwing en beslis; stop een beoogde behandeling niet alleen op grond hiervan.

Neem contact op met **Tetra Support** en vermeld de softwareversie voor zover bekend, het tijdstip, de betrokken functie, het verwachte en het waargenomen gedrag en eventuele foutmeldingen. Gebruik de afgesproken beveiligde supportroute als patiëntgegevens nodig zijn; stuur geen patiëntidentificerende gegevens via gewone e-mail.

9. Installatie, toegang en onderhoud

De module is geïntegreerd in Bricks Huisarts en heeft geen afzonderlijk installatieprogramma voor eindgebruikers en geen kalibratieprocedure. Gebruik de Bricks-installatie en -configuratie die voor uw praktijk is geleverd. Tetra beheert de updates van de software en van de G-Standaard-gegevens via zijn leveringsproces. Het openen van een patiëntdossier garandeert geen live verbinding met de nieuwste externe G-Standaard-uitgave.

Gebruik een geautoriseerd account, bescherm de toegang tot de werkplek en volg de beveiligingsafspraken van de praktijk. Meld u af of vergrendel de werkplek als u die onbeheerd achterlaat. Schakel geen beveiligingsmaatregelen uit en open geen netwerktoegang zonder instructie van de beheerder van de praktijk.

Technische vereisten

De minimale systeemvereisten zijn een dual-coreprocessor, 4 GB RAM en een verbinding van 10 Mbps. Een stabiele verbinding en een correct geconfigureerde Bricks-omgeving zijn vereist. Een schermresolutie van 1920 × 1080 of hoger wordt aanbevolen. De module wordt gebruikt via Bricks Huisarts in een webbrowser. Gebruik een actuele versie van een gangbare webbrowser, zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari, op een versie van het besturingssysteem die nog door de leverancier wordt ondersteund, en installeer de beveiligingsupdates daarvan. Gebruik tijdens een Bricks-sessie geen browserextensies die webpagina's aanpassen, zoals adblockers of vertaaltools; die kunnen verhinderen dat waarschuwingen correct worden weergegeven. Het platform en de netwerkconfiguratie moeten aansluiten op de Bricks-omgeving die Tetra levert; zie de [supportinformatie van Bricks](#).

Controleer vóór het eerste gebruik en na relevante wijzigingen in installatie of configuratie of u kunt inloggen, het juiste patiëntdossier kunt openen en de voorschrijf- en waarschuwingsfuncties beschikbaar zijn. Mislukt een van deze controles of kunnen waarschuwingdetails niet worden getoond, neem dan contact op met Support voordat u op die functie vertrouwt. Vraag Support om instructie als u niet vertrouwd bent met het beoordelen en vrijgeven van waarschuwingen.

Updates

De beschikbare klinische kennis hangt af van de geïnstalleerde G-Standaard-gegevens en de geïmplementeerde regels. Stel een software- of G-Standaard-update die Tetra beschikbaar stelt niet uit en installeer zelf geen externe regelupdates. Volg de update-instructies van Tetra en controleer na een update of het systeem weer beschikbaar is. Meld vermoedelijk verouderde of onjuiste informatie bij Tetra Support.

10. Symbolen op het label

Symbol	Betekenis
Fabriekssymbool	Fabrikant
Fabriekssymbool, open	Fabricagedatum
UDI	Unieke hulpmiddelidentificatie
MD	Medisch hulpmiddel
Waarschuwingdriehoek	Let op: lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Boek met "i"	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
CE 2797	CE-markering met het identificatienummer van de aangemelde instantie

11. Fabrikant, support en melden van incidenten

Contact	Gegevens
Fabrikant	Tetra B.V., Begijnkade 13, 3512 VV Utrecht, Nederland
Algemene informatie	info@tetra.nl , +31 (0)43 358 82 15
Technische support	support@tetra.nl , +31 (0)43 358 82 15
Website	Tetra

Meld elk ernstig incident dat zich in verband met dit hulpmiddel voordoet bij Tetra en bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u of de patiënt gevestigd is. In Nederland is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vermeld de identificatie van het hulpmiddel en de software, de datum en een beschrijving van de gebeurtenis, de gevolgen en de genomen maatregelen. Vraag Tetra naar de beveiligde route voor eventuele ondersteunende patiëntgegevens.

12. Toegang tot deze gebruiksaanwijzing

De productinstructies zijn beschikbaar via het [documentatieportaal van Bricks Huisarts](#), in het Nederlands en in het Engels. Controleer de revisie- en uitgifte-informatie van het exemplaar dat u gebruikt. De softwareversie en de identificatie van het hulpmiddel moeten overeenkomen met het geïnstalleerde product; een revisienummer van de gebruiksaanwijzing is niet de softwareversie.

Om een elektronisch exemplaar te lezen, gebruikt u een webbrowser die de documentatie kan weergeven en, voor een gedownloade pdf, een pdf-lezer. U heeft een beeldscherm nodig waarop de tekst goed leesbaar is en een verbinding voor online toegang. Neem contact op met Tetra als u geen leesbaar exemplaar kunt openen.

Een papieren exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar, binnen zeven kalenderdagen na uw verzoek. Stuur hiervoor uw naam, postadres en de titel, taal en revisie van de gebruiksaanwijzing naar info@tetra.nl.

De actuele revisie en alle eerder elektronisch uitgegeven revisies van deze gebruiksaanwijzing staan op het documentatieportaal, elk met de datum van publicatie. Ook van een eerdere revisie is op verzoek kosteloos een papieren exemplaar verkrijgbaar.

13. Beëindigen van het gebruik en bescherming van gegevens

Sla uw werk op en controleer of de beoogde receptverzendingen zijn afgerond voordat u zich afmeldt. Onderbreek geen update of gegevensoverdracht.

Stopt een praktijk met het gebruik van het product, regel dan de export, bewaring en verwijdering van patiëntgegevens met Tetra via het afgesproken serviceproces. Bewaar de gegevens die nodig zijn voor de continuïteit van zorg en voor de geldende bewaarplichten.

Controleer de overdracht voordat u toestemming geeft voor verwijdering, en trek toegang in zodra die niet meer nodig is. Verwijder de praktijkdatabase of de software niet zelf als manier om het gebruik te beëindigen.

De module verwerkt patiëntgegevens als onderdeel van Bricks Huisarts. Volg de afspraken van de praktijk over geheimhouding en toegang. Meer informatie staat in de [privacyverklaring van Tetra](#).